



Gebrauchsanweisung

bion-pad Produktfamilie

Stand 2018/1

Wo ?

Das bion-pad auf die gewünschte Körperstelle auflegen; wahlweise mit der bion-tec Fixierbadange fixieren. Optimalerweise sollte das bion-pad die gewünschte Körperstelle vollständig bedecken.

Wie ?

Das bion-pad kann beidseitig beliebig lange auf die gewünschte Körperstelle aufgelegt werden. Das bion-pad kann auch problemlos auf Gips und andere Materialien aufgelegt werden. Diese sollten jedoch nicht stärker als 3 cm dick sein. Sofern das bion-pad keine äußeren Beschädigungen aufweist, kann es **dauerhaft und immer wieder, auch über mehrere Jahre hinweg, eingesetzt werden.**

Reinigung ?

Es empfiehlt sich, das bion-pad einmal täglich mit klarem Wasser oder wahlweise mit Seifenwasser abzuspülen, es kann sterilisiert oder gekocht werden.

Hinweise ?

Das bion-pad sollte nicht über 180 Celsius erhitzt werden. Anwendern, die allergisch auf Silikon oder Naturgummi reagieren, empfehlen wir, das bion-pad in das bion-tec Baumwolltuch zu wickeln, bevor es aufgelegt wird. Das bion-pad sollte nicht direkt auf offene Wunden gelegt werden, sondern auf den Verband. Solange das bion-pad nicht beschädigt oder zerschnitten ist, bleibt die Einsatzfähigkeit auch nach Jahren erhalten. Dies gilt auch, wenn das bion-pad die Farbe von Fremdmaterialien annimmt.

Inhaltsangabe

Siehe Bodenetikett auf der Verpackung.

Herausgeber

bion-tec GmbH
Hauptstr. 16
D-78609 Tuningen

Fon +49 (0)7464 9874 77

Fax +49 (0)7464 9874 78

E-Mail: info@bion-tec.de

Internet: <http://www.bion-tec.de>

